




Nachfüllbarer schlanker Massagegürtel im Stil der  
Schlankheitsmassage

Benutzerhandbuch

## 1. Produktspezifikation





Name des Produkts	Nachfüllbarer, schlanker Massagegürtel im Stil der Schlankheitsmassage
Modell	FIT57
Betriebsspannung	DC3.3V
Umgebungstemperatur	10-40°C
Ladespannung	DC5V
Batterietyp	Lithium-Polymer-Akku
Verpackungsgröße	228 x 210 x 46mm
Führungsstandard	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
Zubehör	1 PC-Controller, 1 PC Benutzerhandbuch, 1 Gel-Pad, 1 USB-Kabel PC

## 2. Wie man es benutzt

1. Bitte befestigen Sie die Steuerung am Gürtel.

2. Kleben Sie den Gürtel an die richtige Stelle am Bauch.




3. Drücken Sie die Taste M, um den Controller einzuschalten, die Kontrollleuchte leuchtet auf. Es wechselt den Modus, wenn Sie die M-Taste drücken, es gibt insgesamt 6 Modi.



4. Drücken Sie die +-Taste zum Starten und dann die +-Taste, um die Intensität einzustellen. Drücken Sie einmal +, um die Intensität um ein Grad zu erhöhen. Drücken Sie die Taste - einmal, sie verringert sich um ein Grad.

5.DE: Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste "-" mehrmals, bis sich das Gerät ausschaltet.



Modus 1  
Ein weißes Licht leuchtet auf.



Modus 2  
Ein weiteres weißes Licht leuchtet auf.



Modus 3  
Zwei weiße Lichter leuchten auf.



Modus 4  
Ein blaues Licht leuchtet auf.



Modus 5  
Ein weiteres blaues Licht leuchtet auf.




Modus 6  
Zwei blaue Lichter leuchten auf.

## Betrieb und Wartung des Hydrogels Pads

Hauptpunkte:

Wenn die Klebtechnik nicht korrekt ist, kann die Haftkraft mit der Haut reduziert werden und die Funktion kann nicht normal ausgeführt werden. Oder verkürzen Sie die Lebensdauer durch übermäßigen Verbrauch.



1. Entfernen Sie die Bodenplatte aus dem Beutel.




2. Befestigen Sie den Controller am Gel Pad.

\*Installieren Sie den Gel Pad an der richtigen Stelle der Steuerung.

\*Achten Sie auf das Pad, um zu verhindern, dass die beiden Seiten bei der Montage zusammenkleben, da das Gel-Pad sehr weich ist.




3. Entfernen Sie das Gel-Pad von der Bodenplatte.



4. Platzieren Sie das Pad im Verwendungsbereich, nachdem Sie die Produkte ordnungsgemäß installiert haben.

\*Kleben Sie das Pad zum Trainieren auf den Körper.



Bitte befolgen Sie die folgenden Wartungsarbeiten, um sicherzustellen, dass die Klebefläche des Gel-Pads nicht durch Schmutz schwer zu fixieren ist.

1. Tauchen Sie Ihren Finger in die Wassertropfen und wischen Sie die Klebefläche des Hydrogels ab, um den verschmutzten Bereich zu reinigen.
2. Nachdem das Wasser vollständig abgelassen wurde, legen Sie die Klebefläche (Klebeite nach oben) an einen kühlen, gut belüfteten Ort zum Trocknen.

3. Trocknen Sie natürlich, bis keine Feuchtigkeit mehr auf der Oberfläche vorhanden ist, und kleben Sie dann das Hydrogel auf die Bodenplatte.



Wichtig: Führen Sie keine langen oder häufigen Wartungsarbeiten durch, da dies die Klebefläche beschädigen und die Lebensdauer des Gerätes verkürzen kann.

## Sicherheitswarnung

Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen, da dies zu Unfällen oder Fehlfunktionen der Maschine und/oder schweren Verletzungen führen kann.

- \*Verwendung von Herzregulatoren und elektronischen internen Transplantationsinstrumenten für den medizinischen Gebrauch.
- \*Verwendung von lebenserhaltenden Geräten wie Herz und künstliche Lunge für medizinische Zwecke.
- \*Verwendung von Elektrokardiogramm und anderen tragbaren Geräten für medizinische Zwecke.


Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer Person unter den folgenden Bedingungen, da dies zu Unfällen oder Hautverletzungen und anderen Verletzungen führen kann.

- \*Patienten mit Herzerkrankungen oder Bluthochdruck.
- \*Schwangere und postpartale Frauen.

Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Produkts Ihren Arzt, wenn Sie unter den folgenden Bedingungen leiden, da diese zu Unfällen oder Hautverletzungen und anderen Verletzungen führen können.

- \*Die Hautirritationsstelle.
- \*Patienten mit Durchblutungsstörungen.
- \*Patienten, die das Medikament einnehmen.
- \*Patienten mit bösartigen Tumoren.
- \*Patienten, die sich kürzlich einer Operation unterzogen haben.
- \*Intuitive Störung, die durch eine hoch terminale Durchblutungsstörung, wie beispielsweise Diabetes, verursacht wird.
- \*Patienten mit einem Fieber, das 38 Grad über dem Normalwert liegt, die Patienten müssen gute Tests haben.
- \*Akut auftretende Krankheiten wie Wirbelbrüche, Verstauchungen, Muskelrisse, etc.
- \*Patienten mit abnormaler Osteoporose.
- \*Patienten mit abnormalem Blutdruck.
- \*Patienten mit abnormalen Körpern.
- \*Patienten, die in einer medizinischen Einrichtung behandelt werden.




Geräte und Fernbedienungen dürfen nicht in der Nähe des Badezimmers oder des Feuers aufgestellt werden, da dies einen elektrischen Schlag oder eine Fehlfunktion des Gerätes verursachen kann.



Rechargeable Style Slimming Massage Belt

User Manual

## 1. Product Specification





Product Name :	Rechargeable Style Slimming Massage Belt
Model:	FIT57
Working voltage:	DC3.3V
Working Environment temperature:	10-40°C
Charge Voltage:	DC5V
Battery Type:	Polymer lithium battery
Package size:	228 x 210 x 46mm
Executive standard :	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
Accessories:	Controller x 1 ;User manual x 1 ;Gel pad x 1 ; USB cable x 1

## 2.How to Use

1. Pls fix the controller to the belt.

2. Place the belt into the right location of your abdomen




3. Press M Button to turn on the controller, the indicate light will be turn on. It will change different mode when press M button, total have 6 modes.



4. Press + key to start the work, and then press + key to adjust the intensity. Press + one time the intensity will increase one grade. Press - key one time, it will decrease one grade.

5. When you want to turn off, please press - key for several times until the power turn off.



Mode 1  
One white light lights up



Mode 2  
Another white light lights up



Mode 3  
Two white lights light up



Mode 4  
One blue light lights up



Mode 5  
Another blue light lights up




Mode 6  
Two blue lights light up


## Operation and maintenance of the Hydrogels Pads

### Main points:


If the adhesion method is not correct the adhesion force with the skin may be decreased and the function cannot be performed normally. Or shorten the shelf life due to excessive consumption.



1. Take the bottom plate from the bag.
2. Fix the controller to the gel pad.
  - Install the gel pad to the correct location of the controller.
  - Pay attention to the pad for prevent the two sides to glue it together when install, because the gel pad is very soft.




Belt Front




Belt Back

3. Peel off the gel pad from the bottom plate.



4. Put the pad to the use area when you installed well the products and use the pad into the body for exercise.



Please follow the following steps for maintenance to avoid the adhesion surface of the gel pad difficult to attach due to dirty.

1. Please dip your finger into the water droplets and wipe the adhesive surface of the hydrogel to clear the dirty part.
2. After fully draining the water, place the adhesive surface (adhesive facing up) in a well-ventilated cool place to dry.
3. Dry naturally until there is no moisture on the surface, then paste the hydrogel back to the bottom plate

Important: Don't take long or frequent maintenance, or it may damage the adhesive surface and cause shorten the use lifetime.



## Safety Warning

Not to be used with equipment in the following conditions as it may lead to accidents or malfunctions to the machine, and /or serious bodily damage.

- \* The use of heart regulator and Internal transplant electronic Instruments for medical use.
- \* The use of maintain life equipment such as artificial heart and lung for medical use.
- \*The use of Electrocardiogram and other wearable for medical use.


Not to be used with person in the following conditions as It may lead to accidents or skins and other bodily damage.

- \*Patients who had heart disease or high blood pressure.
- \*Pregnant women and postpartum women.

Please consult your doctor before use If you had following conditions as It may lead to accidents or skins and other bodily damage.

- \*The area of Irritation on the skin.
- \*Patients with blood circulation disorders.
- \*Patients who taking the medicine.
- \*Patients with malignant tumor.
- \*Patients who had surgery recently.
- \*Intuitive disorder caused by high terminal circulatory disorder, such as diabetes
- \*Patients with fever 38 degrees above, patients need take good test.
- \*Acute diseases such as spinal fracture, sprain, muscle strain, etc.
- \*Patients with abnormal osteoporosis.
- \*Patients with abnormal blood pressure.
- \*Patients with abnormal body.
- \*Patients being treated at a medical facility.




Equipment and remotes should not place or near bathroom or close to the fire as It may cause electric shock or malfunction to the machine.



Ceinture de massage amincissante de style rechargeable

Manuel de l'utilisateur


## 1. Spécification du produit




Nom du produit	Ceinture de massage amincissante de style rechargeable
Modèle	FIT57
Tension de fonctionnement	DC3.3V
Température de l'environnement	10-40°C
Tension de charge	DC5V
Type de batterie	Batterie au lithium polymère
Taille de l'emballage	228 x 210 x 46mm
Norme exécutive	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
Accessoires	1 x Contrôleur, 1 x Manuel d'utilisation, 1 x Gel Pad, 1 x Câble USB

## 2. Comment l'utiliser

1. Veuillez fixer le contrôleur à la ceinture



2. Coller la ceinture au bon endroit de l'abdomen.



3. Appuyez sur le bouton M pour allumer le contrôleur, le voyant lumineux s'allume. Il change de mode lorsque vous appuyez sur la touche M, il y a 6 modes au total.



4. Appuyez sur la touche + pour commencer, puis appuyez sur la touche + pour régler l'intensité. Appuyez une fois sur + pour augmenter l'intensité d'un degré. Appuyez une fois sur la touche -, elle diminue d'un degré.

5. Pour éteindre l'appareil, appuyez plusieurs fois sur la touche "-" jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



Mode 1  
Une lumière blanche s'allume



Mode 2  
Une autre lumière blanche s'allume



Mode 3  
Deux lumières blanches s'allument



Mode 4  
Une lumière bleue s'allume



Mode 5  
Une autre lumière bleue s'allume




Mode 6  
Deux lumières bleues s'allument

## Exploitation et entretien du hydrogel Pad

Principaux points :

Si la méthode d'adhérence n'est pas correcte, la force d'adhérence avec la peau peut être diminuée et la fonction ne peut pas être réalisée normalement, ou raccourcir la durée de vie en raison d'une consommation excessive.


1. Retirer la plaque inférieure du sachet.




2. Fixer le contrôleur sur l'hydrogel pad.

\* Installer le gel pad à l'emplacement correct du contrôleur.

\* Faites attention au Pad pour éviter que les deux côtés ne se collent pas l'un à l'autre lors de l'installation, car le gel pad est très mou.



Ceinture avant




Dos de la ceinture

3. Retirer le gel pad de la plaque inférieure.



4. Placez le Pad dans la zone d'utilisation lorsque vous avez bien installé les produits.

\* Coller le Pad sur le corps pour faire de l'exercice.



Veillez suivre les étapes suivantes pour l'entretien, afin d'éviter que la surface d'adhérence du gel pad ne soit difficile à fixer en raison de la saleté.

1. Plongez votre doigt dans les gouttelettes d'eau et essuyez la surface adhésive de l'hydrogel pour nettoyer la partie sale.

2. Après avoir complètement vidé l'eau, placez la surface adhésive (face adhésive vers le haut) dans un endroit frais et bien ventilé pour sécher. 3. Sécher naturellement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'humidité sur la surface, puis coller l'hydrogel sur la plaque inférieure.

3. Sécher naturellement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'humidité sur la surface, puis coller l'hydrogel sur la plaque

Important : N'effectuez pas d'entretien long ou fréquent, car cela pourrait endommager la surface adhésive et réduire la durée de vie de l'appareil.



## Avertissement de sécurité

Ne pas utiliser avec l'équipement dans les conditions suivantes, car cela pourrait entraîner des accidents ou des dysfonctionnements de la machine, et/ou des dommages corporels graves.

\*Utilisation de régulateurs cardiaques et d'instruments électroniques de transplantation interne à usage médical.

\*Utilisation de l'équipement d'entretien de vie comme le cœur et les poumons artificiels à des fins médicales.

\*Utilisation de l'électrocardiogramme et d'autres appareils portables à des fins médicales.

Ne pas utiliser avec une personne dans les conditions suivantes, car cela pourrait entraîner des accidents ou des lésions cutanées et d'autres dommages corporels.

\*Les patients qui souffraient d'une maladie cardiaque ou d'hypertension artérielle.

\*Les femmes enceintes et les femmes en post-partum.

Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous souffrez des affections suivantes, car elles peuvent entraîner des accidents ou des lésions cutanées et d'autres dommages corporels.

\*La zone d'irritation de la peau.

\*Patients présentant des troubles de la circulation sanguine.

\*Les patients qui prennent le médicament.

\*Patients atteints d'une tumeur maligne.

\*Les patients qui ont subi une intervention chirurgicale récemment.

\*Trouble intuitif causé par un trouble circulatoire terminal élevé, comme le diabète.

\*Les patients qui ont de la fièvre à 38 degrés au-dessus de la normale, les patients doivent passer de bons tests.

\*Maladies aiguës telles que fracture de la colonne vertébrale, entorse, déchirure musculaire, etc.

\*Patients atteints d'ostéoporose anormale.

\*Patients présentant une tension artérielle anormale.

\*Patients ayant un corps anormal.

\*Patients traités dans un établissement médical.

L'équipement et les télécommandes ne doivent pas être placés près de la salle de bain ou près du feu, car cela pourrait causer un choc électrique ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.